



健英美 理療儀

型號：GT-20000 衛部醫器製字第 006796 號
一鍵啟動 同時理療 五種能量 官網 www.energy.co.uk



應用範圍：

- 1.高壓靜電能量：**疏通經絡氣血減緩肩頸痠痛、頭痛、慢性便秘。
- 2.遠紅外線能量：**血液循環、物質代謝、淨化體內環境、提高免疫力。
- 3.負離子能量：**空氣離子經靜電感應引起身體機體生理反應，達到預防治療。
- 4.溫灸能量：**改善血液循環、調理內分泌。
- 5.磁能能量：**低頻交變磁場解除靜脈端瘀滯、緩和肌肉僵硬、消除水腫、修復損傷。

供應商：益達康生物科技 有限公司

地 址：新北市中和區景安路 82 巷 1 號 1 樓 電話 (02)-2947-0171

製造商：健英美健康科技股份 有限公司

地 址：桃園市中壢區延平路 465 號 10 樓 電話 (03)-4259-598

技術規格表:

電 源	110V , 60Hz	220V , 50Hz	
功 耗	75W	80W	
熔斷器	F2AL, 250V RP1-20, Ø5×20	F1AL, 250V RP1-20, Ø5×20	
輸出電壓	6000V±20%		
溫熱溫度	40°C±3°C, 該功能可以選擇關閉 (該功能關閉後即為常溫)		
低頻交變磁場	10~20 mT, 該功能可以選擇關閉。 交變占空比 1:1, 脈衝週期 15 秒±10%		
定時時間	60 min, ±1min (倒數計時), 屆時報知		
外型尺寸材質	方形: 390mm×350mm×95mm, (PC+ABS, UL94_V0 外殼)		
整機重量	6 kg (淨重)	觸身部分 (理療面) 負重	135 kg
使用環境	溫度: 10°C~40°C, 濕度: ≤ 80%, 大氣壓力範圍: 700~1060 hPa, 室內		
運輸、貯存環境	溫度: -10°C~55°C, 濕度: ≤ 80%, 大氣壓力範圍: 700~1060 hPa		
使用期限	5 年, 若產品損壞無法再維修使用, 請依當地廢棄物清潔管理方式處理。		
安裝	無需安裝, 插上電源線即可使用		
觸身部件	除了主機以外, 無需其他應用部件		
觸身部分	主機的表面上 (理療面)		
工作雜訊	≤ 60dB		
結構及組成	產品由理療儀主機組成, 應用部分是理療面。 輸出電壓: 6000V±20%; 溫熱溫度: 40°C±3°C; 低頻交變磁場: 10~20 mT; 對地短路電流: ≤0.3 mA; 定時時間: 60 min±1min。		

出貨明細表

- 1).主儀器：GT-20000 x1 台
- 2).說明書：內含 保證書 x1 份
- 3).配件包：電源線 x1 條， 測試球 x1 個
- 4).提 袋：收納用 x1 個

供應商：益達康生物科技 有限公司

地 址：新北市中和區景安路 82 巷 1 號 1 樓 電話 (02)-2947-0171

製造商：健英美健康科技股份 有限公司

地 址：桃園市中壢區延平路 465 號 10 樓 電話 (03)-4259-598